



REHABILITACIÓ FUNCIONAL

Trapezi



DESCRIPCIÓ:

Triangle que es pot regular en alçada. El sistema queda agafat a una barra metàl·lica que es fixa al capçal del llit, collada a la paret o a una base de suport a terra.



FUNCIÓ:

Facilitar la incorporació, la mobilitat al llit i la transferència a la cadira.



INDICACIONS:

Persones amb mobilitat reduïda en extremitats inferiors i poca força muscular al tronc, que tenen dificultat per fer girs i mobilitzacions al llit.



OBSERVACIONS:

També es pot fer servir per a les transferències en la cambra de bany.

Anotacions:
