




REHABILITACIÓN FUNCIONAL

Barandillas de cama



DESCRIPCIÓN:

Par de barandillas de acero inoxidable, que se fijan en los lados de la cama, en el marco del somier. Al subirlas quedan aseguradas y, para bajarlas, hay que desbloquear el pestillo.



FUNCIÓN:

Evitar caídas desde la cama. Facilitan al usuario las acciones de sentarse en la cama o cambiar de posición.



INDICACIONES:

Personas con riesgo de caídas, dificultades motrices y/o que presenten inquietud o agitación.



OBSERVACIONES:

El sistema de bloqueo dificulta que la propia persona pueda bajarlas o subirlas. Está pensado para que las manipule el cuidador.

Anotaciones:
