



REHABILITACIÓ FUNCIONAL

Elevador per a peus



DESCRIPCIÓ:

Plataforma per ajustar l'alçada de la base de suport dependent de les necessitats de cada pacient.



FUNCIÓ:

Posicionar els peus per aconseguir 90 graus de flexió de genoll afavorint l'equilibri en sedestació.



INDICACIONS:

Pacients que no arribin amb els peus a terra.



OBSERVACIONS:

Es recomana que la superfície de l'elevador i de les potes sigui antilliscant.

Anotacions:
