



REHABILITACIÓ FUNCIONAL

Alces de vàter no fixes



DESCRIPCIÓ:

Seient de vàter que pot tenir 5, 10 o 15 cm d'alçada. El sistema per acoblar-lo a la tassa és senzill, sense instal·lació, per facilitar la maniobra de treure'l o posar-lo. Per col·locar-lo no cal treure el seient convencional. Se'n fabriquen diferents models, poden tenir tapa i presentar obertures per facilitar l'activitat en posició lateral, frontal o posterior.



FUNCIÓ:

Facilita les accions d'asseure's, aixecar-se o fer una transferència des d'una cadira de rodes.



INDICACIONS:

Persones que caminen amb limitacions de moviment o de força en les extremitats inferiors.
Persones que utilitzen cadira de rodes i, que per facilitar la transferència, necessiten que la tassa del vàter tingui la mateixa alçada que la seva cadira.



OBSERVACIONS:

S'escollirà un sistema no fix quan no es pugui deixar col·locada l'alça amb caràcter permanent.

Anotacions:
