



REHABILITACIÓN FUNCIONAL

Alzas de váter no fijas



DESCRIPCIÓN:

Asiento de váter que puede tener 5, 10 o 15 cm de altura. El sistema para acoplarlo en la taza es sencillo, no requiere instalación, para facilitar la maniobra de ponerlo o sacarlo. Para colocarlo, no se necesita retirar el asiento convencional. Se fabrican diferentes modelos, pueden tener tapa y presentar aberturas para facilitar la actividad en posición lateral, frontal o posterior.



FUNCIÓN:

Facilita las acciones de sentarse, levantarse o hacer una transferencia desde una silla de ruedas.



INDICACIONES:

Personas que caminan con limitaciones de movimiento o de fuerza en las extremidades inferiores. Personas que utilizan silla de ruedas y, que para facilitar la transferencia, necesitan que la taza del váter tenga la misma altura que su silla.



OBSERVACIONES:

Se escogerá un sistema no fijo cuando no se pueda dejar el alza colocada de forma permanente.

Anotaciones:
