



REHABILITACIÓN FUNCIONAL

Elevador para pies



DESCRIPCIÓN:

Plataforma para ajustar la altura de la base de soporte dependiendo de las necesidades de cada paciente.



FUNCIÓN:

Posicionar los pies para conseguir 90 grados de flexión de rodilla favoreciendo el equilibrio en sedestación.



INDICACIONES:

Pacientes que no lleguen con los pies al suelo.



OBSERVACIONES:

Se recomienda que la superficie del elevador y de las patas sea antideslizante.



Anotaciones:
