




## REHABILITACIÓN FUNCIONAL

### Asientos salvaescaleras



#### DESCRIPCIÓN:

Asiento que se desliza por un carril guía fijado en el lateral de la escalera. Tiene un motor eléctrico que se acciona mediante una botonera de presión continua situada en el mismo asiento y en la pared. El asiento y el reposapiés se pliegan cuando no se utilizan para ocupar el mínimo espacio.



#### FUNCIÓN:

Permite subir y bajar tramos de escaleras de cualquier longitud a una persona sentada en el asiento.



#### INDICACIONES:

Personas con problemas de movilidad que les dificultan o impiden subir o bajar escaleras.



#### OBSERVACIONES:

Para facilitar el acceso, el asiento gira 90° y se bloquea. No es un buen sistema para personas en silla de ruedas, ya que el aparato sube y baja a la persona, pero no la silla. La normativa no acepta este sistema como solución para hacer accesible un edificio.

---

---

---