



REHABILITACIÓ FUNCIONAL

Got amb nanses



DESCRIPCIÓ:

Got estable amb la base ampla i dues nanses anatòmiques i inclinades per beure en una posició més còmoda.



FUNCIÓ:

Aquest disseny permet agafar el got amb les dues mans de manera segura.



INDICACIONS:

Recomanat per a persones amb tremolors o dificultats de prensió de les mans.



OBSERVACIONS:

Alguns gots tenen l'opció de portar un broquet, que facilita controlar la quantitat de líquid, per evitar que vessi pels costats.

Anotacions:
