



## REHABILITACIÓN FUNCIONAL

### Asientos giratorios de bañera



#### DESCRIPCIÓN:

Asiento con respaldo y reposabrazos que se acopla en la parte superior de la bañera. Gira 365° y tiene una palanca que bloquea el asiento en 4 posiciones (cada 90°).



#### FUNCIÓN:

Facilita la entrada y salida de la bañera, y ayuda a mantener la postura sentada durante la ducha.



#### INDICACIONES:

Personas que tienen poca estabilidad en posición sentada. Personas que caminan con o sin ayuda. Personas en silla de ruedas que hacen las transferencias pasando por bipedestación.



#### OBSERVACIONES:

La bañera ha de tener como mínimo 1 m de largo y entre 45 y 50 cm de altura (medida estándar). Se necesita entrenamiento.

Anotaciones:

---

---

---

---